



JET LUXTM
— c —

cacheTM

PRÊT À UTILISER JET LUX? ALLONS-Y.

JET LUX est une mousse sporicide à base de ClO_2 pour la désinfection des surfaces dures non-poreuses qui permet d'atteindre une efficacité sporicide, mycobactéricide, virucide, fongicide et bactéricide en 1 minute.

CONTRÔLES AVANT UTILISATION

Quelques rappels importants avant de commencer: utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Portez les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés.

Ne pas utiliser si le produit est endommagé. JET LUX est uniquement destiné à un usage professionnel. Ne pas appliquer sur des surfaces en laiton, cuivre, aluminium, acier doux ou argent.

Pour assembler JET LUX, prenez un pulvérisateur et dévissez les bouchons du flacon. En suivant les indicateurs rouge A et bleu B sur l'étiquette du flacon, insérez le tube rouge du côté du flacon marqué avec le A rouge et le tube bleu du côté du flacon marqué avec le B bleu.

Fixez les leviers dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de chaque côté de votre pulvérisateur. Assurez-vous que la buse soit alignée sur la ligne supérieure de la tête du pulvérisateur. JET LUX est maintenant prêt à l'emploi.

Avant d'utiliser le produit, nettoyez, rincez et séchez soigneusement les surfaces.

Veillez à ce que le produit soit appliqué entre 18°C et 25°C.

MODE D'EMPLOI



Appliquez
au moins 2 doses
sur une lingette.



Essuyez sur la
surface.



Assurez-vous que la surface
reste humide pendant
1 minute. Appliquez plus
de solution si nécessaire.
Laissez **sécher**.

GRAND IMPACT

Quand vous ne pouvez pas recycler, réutilisez ! Votre pulvérisateur JET LUX doit être réutilisé avec le second flacon JET LUX.

Pour ce faire, dévissez les leviers dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer le pulvérisateur. Avant de suivre les instructions d'assemblage ci-dessus, rincez soigneusement les tubes à l'eau du robinet et séchez-les avec une serviette en papier.

Après utilisation, les flacons JET LUX vides et les bouchons peuvent être envoyés au recyclage.

COMMENT FONCTIONNE JET LUX ?

JET LUX comprend deux compartiments séparés qui contiennent la solution de base (acide citrique) et la solution d'activation (chlorite de sodium). Lorsqu'on les mélange en appuyant sur le pulvérisateur, la chimie dioxyde de chlore (ClO_2) est générée.

CONDITIONS DE STOCKAGE

JET LUX peut être conservé pendant 2 ans avant d'être utilisé et doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, entre 10°C et 35°C.

Une fois ouvert, JET LUX peut être conservé 6 mois. Vous pouvez suivre ceci en notant le jour où vous avez ouvert JET LUX sur l'étiquette du flacon (en utilisant un stylo indélébile).



CONTENU

- 400 ml de solution d'activation, chlorite de sodium (2,5 g/kg)
- 400 ml de solution de base, acide citrique monohydraté (50 g/kg)
- Au point d'utilisation: dioxyde de chlore (ClO_2) (0,2 g/kg)

Les solutions JET LUX ne sont pas classées comme dangereuses selon les réglementations CLP de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne.

Numéro d'enregistrement du produit biocide:

BE-REG-01505 (Belgique), DI-22-00358 / No. 70432 (France).

Pour des documents complémentaires tels que des fiches de données de sécurité, des données et des rapports de tests microbiologiques, contactez Tristel, votre distributeur local ou visitez www.tristel.com.

KLAAR OM JET LUX TE GEBRUIKEN? LATEN WE BEGINNEN.

JET LUX is een ClO₂ sporicideschuim voor de desinfectie van harde niet-poreuze oppervlakken, met een sporicide, mycobactericide, virucide, fungicide, gistdodende, en bactericide werkzaamheid in 1 minuut.

CONTROLES VÓÓR GEBRUIK

Enkele belangrijke geheugensteuntjes voor u begint: Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het productetiket, de veiligheidsinformatiebladen (VIB) en de productinformatie. Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Niet gebruiken als het product beschadigd is. JET LUX is alleen voor professioneel gebruik. Niet aanbrengen op oppervlakken van messing, koper, aluminium, zacht staal of zilver.

Om JET LUX in elkaar te zetten, neemt u een spuitpistool, schroeft u de doppen los en steekt u de rode leiding in de kant van de fles gemarkeerd met de rode A en de blauwe leiding in de kant van de fles gemarkeerd met de blauwe B, waarbij u de rode A en blauwe B indicatoren op het etiket van de fles volgt.

Befestig de hendels linksom aan beide zijden om uw spraykop te vergrendelen. Zorg ervoor dat het mondstuk is uitgelijnd met de bovenste lijn op de spraykop. JET LUX is nu klaar voor gebruik.

Reinig, spoel en droog de oppervlakken zorgvuldig voordat u het product gebruikt.

Zorg ervoor dat het product aangebracht wordt tussen 18 en 25°C.

GEBRUIKSAANWIJZING



Breng ten minste 2 dosissen aan op een doekje.



Veeg uit over het oppervlak.



Zorg ervoor dat het oppervlak gedurende 1 minuut nat blijft. Breng indien nodig extra oplossing aan. Laat het **drogen**.

GROTE IMPACT

Als u niet kunt recyclen, gebruik het dan opnieuw! Uw JET LUX spuitpistool kan opnieuw gebruikt worden met de tweede JET LUX fles.

Om de spuitpistool te verwijderen draait u de hendels met de klok mee los. Voordat u de bovenstaande montage-instructies volgt, spoelt u de dompelbuizen grondig af met kraanwater en droogt u ze met een papieren doekje.

Na gebruik kunnen lege JET LUX flessen en doppen voor recycling worden opgestuurd.

HOE JET LUX WERKT

JET LUX bevat twee afzonderlijke compartimenten die de basisoplossing (citroenzuur) en de activatoroplossing (natriumchloriet) bevatten. Door de spuitpistool over te halen, mengen de oplossingen zich en ontstaat de chemische verbinding chloordioxide (ClO₂).

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

JET LUX kan maximaal 2 jaar worden bewaard voordat het gebruikt wordt en moet op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, tussen 10°C - 35°C bewaard worden.

Enmaal geopend heeft JET LUX een gebruiksduur van 6 maanden. U kunt dit bijhouden door de dag waarop u JET LUX geopend hebt op het etiket van de fles te noteren (met permanente inkt).



INHOUD

- 400 ml activatoroplossing, natriumchloriet (2,5 g/kg)
- 400 ml basisoplossing, citroenzuurmonohydraat (50 g/kg)
- Actief bij gebruik: chloordioxide (ClO₂) (0,2 g/kg)

JET LUX-oplossingen worden niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de VK en EU CLP-voorschriften.

Biocideregistratienummer:
BE-REG-01505 (België), DI-22-00358 / No. 70432 (Frankrijk).

Voor ondersteunende documenten, zoals veiligheidsinformatiebladen, microbiologische testgegevens en rapporten, kunt u contact opnemen met Tristel, uw plaatselijke distributeur of kijken op www.tristel.com.

SIND SIE BEREIT, JET LUX ZU BENUTZEN? DANN FANGEN WIR AN.

JET LUX ist ein sporizider ClO_2 -Schaum zur Desinfektion nicht-poröser harter Oberflächen mit sporizider, mykobakterizider, viruzider, fungizider, levurozider und bakterizider Wirkung in 1 Minute.

ÜBERPRÜFUNGEN VOR DER ANWENDUNG

Einige wichtige Hinweise, bevor Sie beginnen: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Lesen Sie vor der Verwendung stets das Produktetikett, die Sicherheitsdatenblätter (SDB) und die Produktinformationen. Tragen Sie die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA).

Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt wurde. JET LUX ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Nicht auf Oberflächen aus Messing, Kupfer, Aluminium, Baustahl oder Silber auf.

Um JET LUX zusammenzubauen, nehmen Sie einem Sprühkopf, schrauben Sie die Flaschenverschlüsse auf und befolgen Sie die roten A- und blauen B-Anzeigen auf dem Flaschenetikett. Führen Sie den roten Schlauch in die mit dem roten A markierte Flaschenseite ein, und den blauen Schlauch in die mit dem

blauen B markierte Flaschenseite.

Ziehen Sie die Hebel auf jeder Seite des Sprühkopf gegen den Uhrzeigersinn an, um sie zu sichern. Vergewissern Sie sich, dass die Düse auf die obere Linie am Sprühkopf ausgerichtet ist. JET LUX ist jetzt einsatzbereit.

Die Oberflächen vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig reinigen, abspülen und trocknen.

Bitte beachten : Verwenden Sie das Produkt bei einer Temperatur von 18 bis 25°C.

BEDIENUNGSANLEITUNG



Tragen Sie mindestens 2 Hübe auf ein Reinigungstuch auf.



Wischen Sie die Oberfläche.



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche 1 Minute lang feucht bleibt. Tragen Sie bei Bedarf zusätzliche Hübe auf. Lassen Sie die Oberfläche **trocknen**.

GROSSE WIRKUNG

Wenn Sie nicht recyceln können, verwenden Sie erneut! Ihr JET LUX Sprühkopf sollte mit der zweiten JET LUX Flasche wiederverwendet werden.

Lösen Sie zu diesem Zweck die Hebel im Uhrzeigerzinn, um den Sprühkopf zu entfernen. Bevor Sie die Montageanweisungen befolgen, spülen Sie die Tauchschläuche gründlich mit Leitungswasser ab und trocknen Sie es mit einem Papiertuch.

Nach dem Gebrauch können leere JET LUX-Flaschen und Verschlüsse dem Recycling zugeführt werden.

WIE JET LUX FUNKTIONIERT

JET LUX verfügt über zwei getrennte Kammern, die eine Basislösung (Zitronensäure) und eine Aktivatorlösung (Natriumchlorit) enthalten. Beim Mischen durch Betätigen des Auslösers wird Chlordioxid (ClO_2) erzeugt.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

JET LUX kann vor der Verwendung bis zu 2 Jahre lang aufbewahrt werden und sollte an einem kühlen, trocknen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C gelagert werden.

Nach dem Öffnen ist JET LUX 6 Monate lang haltbar. Dies können Sie verfolgen, indem Sie den Tag, an dem Sie JET Lux geöffnet haben, auf dem mit permanentem Marker auf dem Flaschenetikett eintragen.



INHALT

- 400ml Aktivatorlösung, Natriumchlorit (2,5g/kg)
- 400ml Basislösung, Zitronensäure-Monohydrat (50g/kg)
- Wirkstoff am Verwendungsort: Chlordioxid (ClO_2) (0,2g/kg)

JET LUX-Lösungen sind gemäß den GB- und EU-CLP-Vorschriften nicht als gefährlich eingestuft.

Registrierungsnummer des Biozidprodukts:
BE-REG-01505 (Belgien), DI-22-00358 / No. 70432 (Frankreich).

Weitere Unterlagen wie Sicherheitsdatenblätter, mikrobiologische Testdaten und Berichte erhalten Sie bei Tristel, Ihrem örtlichen Händler oder unter www.tristel.com.



Handwriting practice lines on the left page, consisting of 15 horizontal dashed lines.



Handwriting practice lines on the right page, consisting of 15 horizontal dashed lines.



Handwriting practice lines on the left page, consisting of 15 horizontal dotted lines.



Handwriting practice lines on the right page, consisting of 15 horizontal dotted lines.

cacheTM



Tristel Solutions Ltd, Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road,
Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK

Tristel NV/SA, Smallandlaan 14 B, 2660 Antwerp, Belgium.

T + 44 (0) 1638 721500 - **E** mail@tristel.com - **W** www.tristel.com

CCH/JET/068 - 21/AUG/2023 - V2

